



Anti-CCP



La **nueva prueba** iChroma Anti-CCP mide autoanticuerpos producidos por el sistema inmune que van dirigidos contra el péptido citrulinado cíclico (CCP). En el caso de que un individuo con clínica sugerente de Artritis Reumatoidea (AR) tenga un resultado positivo de anti-CCP pero con un FR negativo, o si los niveles tanto de anti-CCP como de FR son bajos, es probable que presente una AR en fases iniciales de la enfermedad o que la desarrolle en un futuro.

El anti-CCP de i-Chroma es un ensayo de inmunofluorescencia (FIA) para la determinación de autoanticuerpos IgG del CCP. No presenta reacción cruzada con otros autoanticuerpos.



Exclusiva para **iCHROMA II**

Tubos con Citrato de Sodio

Ya contamos con tubos celestes con Citrato de Sodio en presentaciones de plástico y vidrio, de 3ml con concentración de 3.2%.

Recuerda que también tenemos:

- Con activador de 4 y 10ml
- Con Oxalato/Fluoruro de 4ml
- Con gel de 4ml
- Con Heparina de 4ml
- Con K2 EDTA y K3 EDTA de 4ml
- Con K3 EDTA de .5ml
- Sin anticoagulante de 1, 4 y 10 ml



¿Ya conoces nuestro Analizador de Electrolitos **PROLYTE**?

El Analizador de Electrolitos Más Popular del Mundo



El analizador de Electrolitos Diamond Diagnostics ProLYTE es un sistema automatizado que mide Na⁺, K⁺, Cl⁻ y Li⁺ en sangre completa, suero, plasma y orina utilizando la tecnología ISE (Ion Selective Electrode). Está diseñado con un poderoso microprocesador que facilita la interfaz con sistemas LIS externos.

Opera con un teclado completo y lector de códigos de barras permitiendo el almacenamiento de hasta 1,000 resultados de pacientes. Actualmente opera en 8 idiomas.