



Cromatest
Química en presentaciones

PEQUEÑAS

Más información en <http://goo.gl/XvL5n1>



hemochroma^{PLUS}

Este dispositivo portátil mide la concentración total de hemoglobina en la sangre en sólo 3 segundos a partir de 15µl de sangre sin necesidad de proceso previo. Hemochroma PLUS usa microcubetas en puertos dobles a los que el usuario aplica la muestra ya sea a través de acción capilar o directo de una pipeta.

La hemoglobina tiene tendencia para mostrar diferentes comportamientos de absorción, dependiendo de la unión del oxígeno. Basado en éstas propiedades de la hemoglobina, hemochroma PLUS determina la concentración de la hemoglobina en muestras de sangre completa adoptando un método de foto-absorción de longitud de onda. Reporta también el porcentaje de hematocrito calculado a partir de la hemoglobina.

Más información en <http://goo.gl/FxE2WK>

Código de cupón FEB17-REC

Menciona éste código en tu próxima compra y obtén un

5% de descuento en los siguientes productos:

- Recipiente no estéril para orina, 60ml
- Recipiente no estéril para orina, 120ml
- Recipiente para heces, con paleta, 25ml

Oferta válida durante el mes de febrero de 2017

Nuestros productos

- Hematología
 - Analizadores de Hematología
 - Mezcladores de tubos
 - Hemoglobinómetros
- Química
 - Analizadores de Química
 - Reactivos
- Inmunología
 - Analizadores de Inmunología
- Electrolitos
 - Analizadores de Electrolitos
- Microbiología
 - Incubadoras
 - Campanas
- Coagulación
 - Coagulómetros
- Rotadores orbitales
- Vortex
- Timers
- Contadores manuales
- Microscopios
- Centrifugas
- Pipetas
- Visualizadores de venas
- Pruebas rápidas
- Reactivos
- Tubos
- Suministros

10 avenida 32-61 zona 11
Colonia Las Charcas, Guatemala