

Boletín 2022

Labindustrias

Boletín 02 - Año 07



- PBX (502) 2291- 9000
- ventas@labindustrias.com
- 11 avenida 36-71 zona 11,
Ofibodegas Centro Once, Bodegas 5 y 6
Colonia Las Charcas, Guatemala
- www.labindustrias.com

EQUIPO

FUJIFILM
Value from Innovation

DRI-CHEM NX10N

Un analizador de Química para la concentración de amoníaco



Análisis en sangre total, requiriendo solo 10 μ L

En 2 minutos se obtienen los resultados de la prueba

Ligero y compacto para análisis de sangre total
en casos de emergencia

NX ION ofrece un procesamiento rápido para adaptarse a pruebas urgentes de amoníaco en sangre. Con una operación fácil, es posible obtener el resultado en solo unos 2 minutos después de comenzar la prueba.

Solo 5 pasos de operación



1. Deslice la tarjeta QC



2. Coloque el slide NH₃



3. Coloque la muestra



4. Presionar START



5. Resultados en pantalla

SUMINISTROS Pipetas de volumen variable



0.5-5mL 0.1-1mL 2-20µL 5-50µL 20-200µL 10-100µL



Soporte para pipetas

Otros suministros



Tips amarillos universal
1000U



Tips azules universal
500U



Viales
1.5 mL 500U

NUEVO Analizador automatizado de Química



Rendimiento:	Hasta 120 pruebas por hora.
Bandeja de reactivos/muestras:	40 posiciones de reactivos, 20 posiciones de muestra, cambio en las posiciones de muestras y reactivos.
Estación de lavado:	La integración de la estación de lavado individual con 2 sondas (únicas en su gama).
Bandeja de reacción:	81 cubetas reutilizables, lavado automático de cubetas, detección automática de cubetas sucias.
Longitud de onda:	8 wavelengths: 340nm, 405nm, 450nm, 510nm, 546nm, 578nm, 630nm, 660nm.
Sistema:	Built-in Linux operation system.
Impresora:	Built-in and external printer (Color, Negro y blanco).
Tamaño:	384mm x 640mm x 410mm (Ancho x Profundidad x Altura).
Peso:	30 Kg.