

## ichroma<sup>α</sup><sup>™</sup>

### CISTATINA

# C

ICHROMA<sup>™</sup> cistatina C junto con el lector ICHROMA<sup>™</sup> es para uso en inmunoensayo de fluorescencia para determinación cuantitativa de cistatina C en suero / plasma humano. La medición de cistatina C se utiliza como una ayuda en el diagnóstico y el tratamiento de la enfermedad renal. Para el uso diagnóstico in vitro.

Más información en [www.tinyurl.com/lab-cista](http://www.tinyurl.com/lab-cista)



## Microscopios LED

Fabricados con la misma tecnología de equipos de alto costo, nuestros microscopios cuentan con óptica de alta calidad para un enfoque perfecto, distancia interpupilar ajustable, ajuste para dioptrías, intensidad de iluminación variable, platina resistente colorantes, condensador Abbe NA1.25 con diafragma de iris y portafiltros, condensador ajustable con cremallera y piñón así como facilidad para montarles cámaras.

Más información en [www.tinyurl.com/lab-micled](http://www.tinyurl.com/lab-micled)

## Nuestros productos

- Hematología
  - Analizadores de Hematología
  - Mezcladores de tubos
  - Hemoglobinómetros
- Química
  - Analizadores de Química
  - Reactivos de Química
- Inmunología
  - Analizadores de Inmunología
- Electrolitos
  - Analizadores de Electrolitos
- Microbiología
  - Incubadoras
  - Campanas
- Coagulación
  - Coagulómetros
- Rotadores orbitales
- Vortex
- Timers
- Contadores manuales
- Microscopios
- Centrifugas
- Pipetas
- Visualizadores de venas
- Pruebas rápidas
- Reactivos
- Tubos
- Suministros

Ahora puedes consultar  
nuestros boletines en



[www.issuu.com/Labindustrias](http://www.issuu.com/Labindustrias)



Bandejas de 100 tubos Plain  
de tapón rojo PET de 4ml

## Q60

Fecha de Vencimiento: 07/17. Oferta mientras duren existencias



2476-9824



3318-3095



5119-4954



[labindustrias.com](http://labindustrias.com)



@Labindustrias



Labindustrias



Labindustrias

10 avenida 32-61 zona 11  
Colonia Las Charcas, Guatemala