



¿Sabías que...?

Tubo al vacío con heparina (tubo de tapón verde)

Este tipo de Anticoagulante es recomendado para las siguientes determinaciones químicas:

- Glucemia
- Uremia (urea en sangre)
- Uricemia (ácido úrico) *
- Ionograma: K, Na (a veces Cl)
- Otros iones como: Ca (calcemia)* y P (fosfatemia), magnesio, Hierro (sideremia)*
- Enzimas* tales como: GOT, GPT, LDH, CK, amilasa, FAL, GGT,
- Colesterol, triglicéridos*
- Bilirrubina*

* Esto puede realizarse en suero dependiendo del método, del aparato o del criterio del bioquímico.

Humasis Tiras de orina

- Resultados visuales o con equipo
- Resultados altamente exactos y reproducibles
- Sin interferencia en diferentes condiciones
- Resultados rápidos
(lectura entre 1 y 2 minutos después de la inmersión)
- Buena resistencia a la humedad
- Larga vida en estante: 24 meses



¡200 tubos por Q80!



2x1

Tubos de tapón rojo
de plástico SIN anticoagulante 4ml

Fecha de Vencimiento: 07/17. Oferta mientras duren existencias

Síguenos en Facebook



facebook.com/Labindustrias

Nuestros productos

- Hematología
 - Analizadores de Hematología
 - Mezcladores de tubos
 - Hemoglobímetro
- Química
 - Analizadores de Química
 - Reactivos de Química
- Inmunología
 - Analizadores de Inmunología
- Electrolitos
 - Analizadores de Electrolitos
- Microbiología
 - Incubadoras
 - Campanas
- Coagulación
 - Coagulómetros
- Rotadores orbitales
- Vortex
- Timers
- Contadores manuales
- Microscopios
- Centrífugas
- Pipetas
- Visualizadores de venas
- Pruebas rápidas
- Reactivos
- Tubos
- Suministros

10 avenida 32-61 zona 11
Colonia Las Charcas, Guatemala



2476-9824



3318-3095



5119-4954



labindustrias.com



@Labindustrias



Labindustrias



Labindustrias