




*!Felices fiestas!*

## 2018

El año 2017 fue un año de muchos retos, introdujimos nuevas líneas de productos a nuestro ya amplio stock y muchísimos nuevos clientes confiaron en nosotros para equipar y abastecer su laboratorio y continuamos satisfaciendo a quienes ya eran parte de nuestra gran familia de clientes y amigos. Les agradecemos su preferencia y reafirmamos nuestro compromiso por atenderle cada vez mejor durante el año 2018 y muchos más!

### i-CHROMA



Recuerda que cada una de las pruebas utilizadas en el iChroma tiene una temperatura establecida de trabajo. En esta época de frío te dejamos las siguientes recomendaciones para evitar inconvenientes:

- Asegúrate de que los reactivos alcancen una temperatura de por lo menos 20°C antes de empezar a trabajar
- Si el lugar donde vives es muy frío utiliza la iChamber a 25°C en las pruebas que necesiten incubación a temperatura ambiente.

### Controles de Hematología



Uno de los elementos más importantes en un sistema de hematología completa es el Control de Calidad. Juntos, Boule Cal y Boule Con (control de 3 niveles), aseguran la mejor calidad y rendimiento de los analizadores Medonic.

Boule Cal/Con fueron desarrollados por CDS (Clinical Diagnostic Solutions Inc.), empresa establecida por expertos provenientes de Coulter Corporation® cuando ésta se unió a Beckman Instrument Inc®. Con décadas dedicadas a la investigación y desarrollo, los fundadores de CDS han llegado a registrar más de 35 patentes.

El ingreso por código de barras especialmente diseñado, facilita a los técnicos el ingreso de valores automáticamente, de manera rápida evitando errores potenciales.

#### El propósito de utilizar calibradores y controles

Un calibrador es usado para medir y ajustar errores sistemáticos para asegurar que el equipo funcione de manera precisa, mientras que el control es usado para identificar errores aleatorios e indicar que el equipo funcione correctamente.



Exactitud	Si	No	Si	No
Presición	Si	Si	No	No

### Nuestros productos

- Hematología
  - Analizadores de Hematología
  - Mezcladores de tubos
  - Hemoglobinómetros
- Química
  - Analizadores de Química
  - Reactivos de Química
- Inmunología
  - Analizadores de Inmunología
- Electrolitos
  - Analizadores de Electrolitos
- Microbiología
  - Incubadoras
  - Campanas
- Coagulación
  - Coagulómetros
- Rotadores orbitales
- Vortex
- Timers
- Contadores manuales
- Microscopios
- Centrífugas
- Pipetas
- Visualizadores de venas
- Pruebas rápidas
- Reactivos
- Tubos
- Suministros

10 avenida 32-61 zona 11  
Colonia Las Charcas, Guatemala