

# TUBO DE HEPARINA FUJI

20120801ES

## [Advertencias y precauciones]

1. No reutilizar.
2. No reutilizar un tubo deformado para evitar provocar una avería del analizador.
3. No utilizar cualquier tubo que caiga al suelo, ya que podría estar contaminado.

## [Uso previsto]

Este producto se utiliza al recoger plasma de la sangre completa.

## [Limitaciones de uso]

Este producto está especialmente diseñado para el sistema FUJI DRI-CHEM.

No puede aplicarse a otros sistemas.

## [Composición]

Tubo, tapa: Polipropileno

Aditivo: Heparina de litio

## [Procedimiento]

Consulte el "MANUAL DE INSTRUCCIONES" del FUJI DRI-CHEM ANALYZER.

## [Información de desecho]

Los tubos usados se clasifican como residuos infecciosos. Asegúrese de desecharlas de acuerdo con la Normativa de desecho de residuos y otras normativas aplicables, la cuales indican el método apropiado de desecho, como por ejemplo la incineración, fusión, esterilización o desinfección.

## [Almacenamiento y manipulación]

1. No almacenar a altas temperaturas para evitar la deformación.
2. Mantener siempre la tapa de rosca cerrada.

## [Contenido]

Tubo de 1,5 ml o tubo de 0,5 ml con tapa (verde): 500



Consulte el "MANUAL DE INSTRUCCIONES" para FUJI DRI-CHEM ANALYZER o <http://www.fujifilm.com/products/medical/>



FUJIFILM Europe GmbH  
Heesenstrasse 31, 40549 Düsseldorf, ALEMANIA



FUJIFILM Corporation  
26-30, Nishiazabu 2-Chome, Minato-ku, Tokyo 106-8620, JAPÓN



No reutilizar



Número de lote



Fabricante



Representante autorizado en la Comunidad Europea



Contiene suficiente para <n> pruebas



Productos sanitarios de diagnóstico in vitro



Consultar las instrucciones de uso