

TUBO SIMPLE FUJI

20120801ES

[Advertencias y precauciones]

1. No reutilizar.
2. No reutilizar un tubo deformado para evitar provocar una avería del analizador.
3. No utilizar cualquier tubo que caiga al suelo, ya que podría estar contaminado.

[Uso previsto]

Este producto se utiliza al recoger suero de la sangre completa.

[Limitaciones de uso]

Este producto está especialmente diseñado para el sistema FUJI DRI-CHEM.

No puede aplicarse a otros sistemas.

[Composición]

Tubo, tapa: Polipropileno

[Procedimiento]

Consulte el "MANUAL DE INSTRUCCIONES" del FUJI DRI-CHEM ANALYZER.

[Información de desecho]

Los tubos usados se clasifican como residuos infecciosos. Asegúrese de desecharlos de acuerdo con la Normativa de desecho de residuos y otras normativas aplicables, la cuales indican el método apropiado de desecho, como por ejemplo la incineración, fusión, esterilización o desinfección.

[Almacenamiento y manipulación]

1. No almacenar a altas temperaturas para evitar la deformación.
2. Asegúrese de cerrar el embalaje para evitar la contaminación.

[Contenido]

Tubo de 1,5 mL o tubo de 0,5 mL : 500
Tapa (roja) : 500



Consulte el "MANUAL DE INSTRUCCIONES" para FUJI DRI-CHEM ANALYZER o <http://www.fujifilm.com/products/medical/>



FUJIFILM Europe GmbH
Heesenstrasse 31, 40549 Düsseldorf, ALEMANIA



FUJIFILM Corporation
26-30, Nishiazabu 2-Chome, Minato-ku, Tokyo 106-8620, JAPÓN



No reutilizar



Número de lote



Fabricante



Representante autorizado en la Comunidad Europea



Contiene suficiente para <n> pruebas



Productos sanitarios de diagnóstico in vitro



Consultar las instrucciones de uso