

Na⁺**EasyLyte**Na⁺
K⁺
Cl⁻

Un analizador de Electrolitos



Fácil por dentro y por fuera

Fácil de usar

- Operación simple, controlada por menús sí/no.
- Muestras de sangre completa, suero, plasma u orina.
- Resultados impresos automáticamente en menos de 60 segundos
- Calibración automática o bajo demanda
- Limpieza automática de sonda

Fácil de mantener

- Todos los reactivos contenidos en un conveniente paquete de soluciones desechables.
- Todos los residuos recogidos en el paquete de soluciones.
- Electrodo desechable que no requieren mantenimiento
- El diseño modular hace que el mantenimiento del analizador sea simple y rápido.

Fácil de pagar

- Bajo precio de compra del analizador
- Bajo costo por prueba



Na⁺**EasyLyte****EasyLyte**Especificaciones
Na⁺/K⁺/Cl⁻

Clasificación CLIA:	Complejidad moderada	
Tipo de muestra:	Sangre completa, suero, plasma u orina	
Tamaño de la muestra:	100 µL de sangre completa, suero, plasma, 60 µL de sangre capilar o 400 µL de orina diluida (1:10)	
Método:	Medición directa por electrodo selectivo de iones (ISE)	
Rango de medición:	Sangre	Orina
	Na+: 20– 200 mmol/L	Na+: 25– 1000 mmol/L
	K+: 0.2– 40 mmol/L	K+: 1.0– 500 mmol/L
	Cl-: 25– 200 mmol/L	Cl-: 25– 500 mmol/L
Resolución de pantalla:	Na+: 0.1 mmol/L K+: 0.01 mmol/L Cl-: 0.1 mmol/L	
	Na+/K+/Cl-	
Tiempo de análisis (sangre)	55 segundos	
Modo de orina	Si	
Tiempo de análisis (orina)	90 segundos	
EasySampler	Si	
Muestras capilares	Si	
Almacenamiento de datos:	Resultados de pacientes: hasta 128 muestras	
	Resultados de control de calidad: hasta 20 de cada uno Normal, Bajo y Alto	
Calibración:	Automática o bajo demanda	
Producción:	Pantalla gráfica de 128 x 64 píxeles	
	Impresora térmica de 24 columnas	
	Puerto serial (RS-232), puerto EasySampler	
Condiciones ambientales:	15–32oC (60–90oF), <85% de humedad	
Alimentación:	100-240 VAC 50/60 Hz, 0.8A	
Dimensiones y peso:	9.5"W x 16.5"H x 8.4"D (24 cm W x 42 cm H x 21.5 cm D) 13 lbs. (5.8 kg)	