



FABRICADO EN
ESTADOS UNIDOS

¡Vive la experiencia!

Veinlite EMS PRO®

Visualizador de venas



El Veinlite EMS PRO fue diseñado para garantizar un acceso más rápido a las venas. Presenta una combinación de luces naranjas, rojas y blancas seleccionables, garantizando un contraste de imagen óptimo en cualquier situación.



Especificaciones:

Número de LEDs	26 (18 naranjas + 6 rojos + 2 blancos)
Número de interruptores	1
Diámetro interior del anillo	21 mm
Cargador de batería	No
Baterías	2 pilas AA alcalinas
Duración de la batería	3-5 horas continuas, dependiendo de la configuración
Adaptador pediátrico	Incluido
Protector de luz	Incluido
Peso	108 g (con batería)
Dimensiones	116 mm x 55 mm x 23 mm

